



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|
| 教材名                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 刺し子枠固定教具 | 使用学部 | 高学部 1 年 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 使用場面 | 作業学習    |
| 作成した経緯、使用方法、使用した感想など                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・手指の欠損があり、刺し子枠を長時間持つことが難しい生徒に対して、<b>枠を持たなくても刺し子に取り組むことができる</b>ような教具を考えました。</li><li>・マグネットクリップに刺し子枠を挟み、マグネットが付く位置にブックエンドを設置し、場所が定まったら、ブックエンドを養生テープで机に固定します。</li><li>・<b>マグネットクリップの角度を変えて若干傾斜をつける</b>ことで、生徒が見やすい位置に設置することができ、刺し子の学習に一人で集中して取り組むことができるようになりました。</li></ul> |          |      |         |